



Kontaktlinser för speciella behov



Vi har ett brett sortiment av specialanpassade

Stabila kontaktlinser

Sfäriska och toriska med friformsteknik – mycket stort parameteromfång

- Enstyrke Helt individuell eller A-design, Envision, Menicon
- Progressiva RECLAIM eller Menicon Z progressiv
- Keratoconus-linser Rose K2 - världens mest använda keratoconus-lins
- Corneo-sclerala Rose K2 XL
- Mini Scleral Design MSD
- Mini Scleral Design Onefit - för mer reguljär cornea
- Sclerala Diametrar upp till 23 mm

Material: Boston ES, EO, XO Largardo Onsi, Tyro och (endast ROSE K2) Menicon Z. Som tillägg kan linserna plasmabehandlas för bättre vätkbarhet (ingår i Menicon Z).

Mjuka kontaktlinser

Sfäriska och toriska linser i nästan vilken styrka och form som helst. Cylinder upp till -12,00

- NL Soft std (mer vanliga parametrar)
- NL Soft DCT (Dubbel central tjocklek)
- Färgningar av våra egna linser
- NL Soft RX
- NL Soft KKL (Klacklins för irreguljär cornea)
- NL Soft PostSurg - Lins för centralt flata cornea

Material: 4st hydrogel **NL 60, NL 65, NL 72, NL GM3** och ett silconhydrogel **NL Si-H 74**

Rekommenderad bytesfrekvens är 6 månader (hydrogel) eller 3 månader (Siliconhydrogel)

mjuka och stabila kontaktlinser. Testa oss!

Ortokeratologi:

- Vi arbetar med nattlinsen Menicon Z Night som tillpassas med hjälp av topograf och programmet Easyfit
 - Behandlar närsynthet upp till -4,0 och cylinder upp till -2,5
 - Menicon Z Night levereras alltid i Z-materialet med det högsta dk-värdet bland stabillinsmaterial (dk/t 163)
 - Levereras alltid med plasmabehandling för ökad vätbarhet och ökad komfort
 - Vi rekommenderar Medmont E300 som topograf för bästa repeterbarhet
-

Kontaktlinstillbehör:

- MeniCare Plus – Allt-i-ett-vätska för alla stabila linser
- Progent – mycket bra proteinrengöring
- EVERclean – väteperoxid med enzymtablett, för mjuka och stabila
- Crystal Cleaner – alkoholbaserad rengöring för alla typer av linser
- Boston Advance – Förvaring + cleaner för stabila (inte för plasmabehandlade)
- MeniLab – för desinficering av stabila provlinser
- Övriga tillbehör – Gummisugar, pincetter och fluorescein mm

Medmont E300



Version 4_2016-12-01



- Störst mätområde av alla topografer med placidoringar
- Exceptionell noggrannhet med en standardavvikelse på max 2 μm
- Omfattande databas av kontaktlinsdesigner
- Användarvänlig mjukvara gör det enkelt att analysera och utvärdera dina mätningar

FluoMag

Ett hjälpmedel för översiktlig bedömning av fluoresceinbilden vid tillpassning av stabila linser.

- Ergonomiskt handtag
- Gulfilter
- Koboltblå LED-lampa
- Flera tillpassare kan se samtidigt
- Lins med $\text{Ø}70$ mm med styrkan +10D
- Levereras i skyddspåse
- Batterier (3 st AAA) ingår



MULTILENS AB
Box 220
435 25 MÖLNLYCKE
SVERIGE

Telefon: +46 31 88 75 50
Fax: +46 31 88 39 77

Mejl: order@multilens.se
Web: www.multilens.se