

ML SIGHT OPTIMIZER

Styrke-boost vid behov



OPTIK: Konvergensoptimerade linsar med styrka +2,0 respektive +3,0

BÅGE: Specialdesignad båge som läggs ovanpå existerande båge

YTBEHANDLING: ML Prima+

VIKT: 15 g

Arbete på nära håll med bifokala- eller progressiva glasögon kan vara ansträngande. Det leder ofta till dålig arbetsställning samt besvär med att hitta optimal optik i glasen. För att minska dessa besvär och underlätta arbete på nära håll har vi tagit fram ML SightOptimizer

ML SightOptimizer är glasögon med speciellt utformad optik som enkelt hängs ovanpå befintliga glasögon. Detta gör att användaren behåller sin individuellt anpassade optik men med mer anpassning för nära håll. Detta ger en bättre arbetsergonomi och ett behagligare seende.

Fördelarna med ML SightOptimizer är omedelbar "styrke-boost", konvergensavslappnande prisma, antireflexbehandling samt en tunn och lätt båge. ML SightOptimizer passar bra för personer med reducerad syn samt personer som stundtals behöver extra addition.

5 EGENSKAPER SOM FÖRHÖJER SEENDET PÅ NÄRA HÅLL:

STYRKE-BOOST

Extra addition då tillfället kräver det för bättre och mer ergonomiskt seende anpassat för nära håll.

BRETT SYNFÄLT

Öppen båge med klar och ren optik i hela glaset för att optimera seendet på nära håll över befintliga glasögon.

PRISMAOPTIK

Lätt avlastande prisma för ett mer avslappnat seende på nära håll.

ANTIREFLEXBEHANDLING

Alla ML SightOptimizer linser är behandlade med ML Prima+. Detta ger en klarare återgivning och minskar störningar.

HANGON-BÅGEN

I smidig och nätt båge designad för att passa de flesta glasögon. Titanbågen gör den lätt och slitstark och de flexibla skalmarna gör att de sitter bra och bekvämt på de flesta glasögonbärarna.

VARIANTER

- SightOptimizer X1, Ökar den upplevda styrkan med ca 2 dioptrier.
- SightOptimizer Y1, Ökar den upplevda styrkan med ca 3 dioptrier.

KOSTNADSEFFEKTIVT



- Samma lösning fungerar även om de habitella glasen eller bågen byts ut.
- Flera personer kan använda samma lösning.
- Ett billigare alternativ än terminalglasögon.

TEST-SET

Test setet innehåller följande:

- 1 st ML SightOptimizer X1-testbåge
- 1 st ML SightOptimizer Y1-testbåge
- 1 st Fitting Guide

Utrustningen levereras i en box gjord av skumplast med ett hölje av kartong.



Olika lager i ML Prima +

