

MLSIGHT OPTIMIZER

Styrkeboost vid behov



OPTIK: Konvergensoptimerade linser med styrka +1,0 +1,5 +2,0 respektive +3,0

BÅGE: Specialdesignad båge som läggs ovanpå existerande båge

YTBEHANDLING: ML Prima+

VIKT: 15 g

Arbete på nära håll med bifokala- eller progressiva glasögon kan vara ansträngande. Det leder ofta till dålig arbetsställning samt besvär med att hitta optimal optik i glasen. För att minska dessa besvär och underlätta arbete på nära håll har vi tagit fram ML SightOptimizer.

ML SightOptimizer är glasögon med speciellt utformad optik som enkelt hängs ovanpå befintliga glasögon. Detta gör att användaren behåller sin individuellt anpassade optik men med mer anpassning för nära håll. Detta ger en bättre arbetsergonomi och ett behagligare seende.

Fördelarna med ML SightOptimizer är omedelbar ”styrkeboost”, konvergensavslappnande prisma, antireflexbehandling samt en tunn och lätt båge. ML SightOptimizer passar bra för personer med reducerad syn samt personer som stundtals behöver extra addition.

FEM EGENSKAPER SOM FÖRHÖJER SEENDET PÅ NÄRA HÅLL:

STYRKEBOOST

Extra addition då tillfället kräver det för bättre och mer ergonomiskt seende anpassat för nära håll.

BRETT SYNFÄLT

Öppen båge med klar och ren optik i hela glaset för att optimera seendet på nära håll över befintliga glasögon.

PRISMAOPTIK

Lätt avlastande prisma för ett mer avslappnat seende på nära håll.

ANTIREFLEXBEHANDLING

Alla ML SightOptimizer linser är behandlade med ML Prima+. Detta ger en klarare återgivning och minskar reflexer.

BÅGEN HANGON

I smidig och nätt båge designad för att passa de flesta glasögon. Titanbågen är lätt och slitstark och de flexibla skalmarna gör att de sitter bra och bekvämt på de flesta glasögonbärarna.

VARIANTER

- ML SightOptimizer 10, ökar den upplevda styrkan med ca 1 dioptrier.
- ML SightOptimizer 15, ökar den upplevda styrkan med ca 1,5 dioptrier.
- ML SightOptimizer 20, ökar den upplevda styrkan med ca 2 dioptrier.
- ML SightOptimizer 30, ökar den upplevda styrkan med ca 3 dioptrier.

KOSTNADSEFFEKTIVT

- Samma lösning fungerar även om de habituella glasen eller bågen byts ut
- Flera personer kan använda samma lösning
- Ett billigare alternativ än terminalglasögon

TESTSET 1

Testsetet innehåller följande:

- 1 st ML SightOptimizer 10-testbåge
- 1 st ML SightOptimizer 20-testbåge
- 1 st Fitting Guide

Utrustningen levereras i en box gjord av skumplast med ett hölje av kartong.


TESTSET 2

Testsetet innehåller följande:


- 1 st ML SightOptimizer 20-testbåge
- 1 st ML SightOptimizer 30-testbåge
- 1 st Fitting Guide

Utrustningen levereras i en box gjord av skumplast med ett hölje av kartong.

MLSIGHT OPTIMIZER



Styrkeboost vid behov



Olika lager i ML Prima +

